

МЕЖДУЗЪБНИ ЧЕТЧИЦИ МНОГО МЕКИ

Една уникална серия от междузъбни четчици със специално подобрени, много меки влакна за нежно почистване на междузъбното пространство.

Препоръчват се за деликатни и силно чувствителни венци или при възпаления, както и за всеки, който предпочита най-меката четчица за почистване на междузъбното пространство.

КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА:

- Чувствителни венци и зъби
- След зъбно-челюстни операции
- В случай на сухота в устата
- При гнойни възпаления
- При афти



НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪРВИТЕ 4-РИ РАЗМЕРА

- Използвайте междузъбната четчица за предните зъби, като я вкарвате внимателно между зъбите напред. Не натискайте силно четчицата при влизане в междузъбното пространство. Използвайте внимателно и ако усетите затруднение при влизане на четчицата, пробвайте по-малък размер от тях.
- Местете четчицата по дължината и напред и назад няколко пъти.
- В задната част на устата или между задните зъби, където използването е по-трудно, може леко да натиснете с пръст и да огънете гъвкавата част на четчицата, за по-лесен достъп. За продължителното използване на четката, не трябва да се сменя постоянно посоката на огъване, а да се използва както е огъната първоначално.

Много важно е винаги да изберете подходящият размер на междузъбната четчица. Влакната на четчицата трябва да обхващат цялото междузъбно пространство, но не и да се придвижват трудно.

Балончето в розово: Междузъбните четчици се произвеждат от материали щадящи околната среда.

Забележка: Превода за другите размери е същият като на първите размери.

