



Интердентални четки TePe

Използването на интердентални четки е доказано най-ефикасния начин за отстраняване на междузъбната плака. Четките на TePe са разработени в сътрудничество с дентални специалисти като гаранция за максимална ефикасност, удобство и качество. Богатият асортимент предоставя вариант за всеки:


- Няколко размера
- Избор на дължина и ъгъл на дръжката
- Различни текстури на влакната
- Цветово обозначаване за лесно разпознаване на размера
- Дръжките са изработени от рециклируем полипропилен



Важно е да изберете правилния размер. Четката никога не трябва да се поставя в междузъбното пространство със сила.



Всички размери и модели притежават пластина с пластмасово покритие за нежно почистване.



Съответствие със стандарта ISO Интерденталните четки на TePe се тестват постоянно за качество и издръжливост, а продуктите покриват всички изисквания на международния стандарт за ръчни интердентални четки: ISO 16409:2006 Amd1:2010. Според този ISO стандарт има осем категории за размер на четката 0-7. Размерите на четката са въз основа на измерването на най-малката дупка, в която може да влезе четката, диаметър на дупката, PHD.	Нормална									
	Изключително мека									
	Ъгъл									
	Цвят	Розов	Оранжев	Червен	Син	Жълт	Зелен	Лилав	Сив	Черен
	Размер на четката (0-7)	0	1	2	3	4	5	6	7	7
	Размер на пластината (mm)	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1.1	1.3	1.5
	PHD (mm)	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	2.0	2.6	3.4

Използването на интердентална четка като допълнение към нормалното миене на зъби с четка отстранява повече зъбна плака, отколкото само миенето с четка и е по-ефикасно, отколкото използването на конец за зъби или клечки за зъби за отстраняването на зъбната плака. Според изследванията, използването на интердентални четки има положителен ефект върху плаката, кървенето и дълбочината на зъбните джобове.


Slot DE, et al.
The efficacy of interdental brushes on plaque and parameters of periodontal inflammation: a systematic review.
Int J Dent Hyg 2008;6:253-264.




Интердентални четки ТеРе стандартни

Обикновените, стандартни интердентални четки ТеРе включват 9 цветово кодирани размера, за да бъдат подходящи както за тесни, така и за по-широки междузъбни пространства. Всички четки имат тел с пластмасово покритие за комфорт и безопасност при употреба. Ергономичната четка предлага стабилно захващане което подпомага почистването с контролирани движения.


Четките с по-малък размер (0-3) имат гъвкава глава и врат за повишаване издръжливостта и достъпа. А тези с по-голям размер (4-7) имат по-дебела сгъваема тел.




Интердентално почистване.




Липсващ зъб.



Разклоняване, раз-
дличаване клас III





Импланти.




Ортодонтически
апарати.



Размери 0-3: Извийте гъвкавия врат за по-добър достъп между задните зъби.



Размери 4-7: Извийте гъвкавата тел за по-добър достъп между задните зъби.



81,7% от всички четки за зъби, продавани в аптеките в Швеция са ТеРе.

Nielsen, pharmacy total, MAT TY (interdental brushes) 2012–12–30.



Интердентални четки TePe изключително меки

Тази уникална гама интердентални четки е със специално изработени, изключително меки влакна за нежно почистване. Съдържа шест размера четки, всички от които с пластина с пластмасово покритие. Размерите, обозначени с различни цветове, са същите като при нормалната гама, но в пастелни тонове.

Употреба:

- След операции в устната кухина
- При раздразнени венци
- При суха уста
- При чувствителни зъби
- За всички, които предпочитат по-мека четка



Това пластмасово капаче може да се използва за хигиенна защита на четката или като удължител на дръжката.



Сканирайте QR кода за повече информация






TePe Angle™

TePe Angle е разработена за контролирано и удобно интердентално почистване. Снабдена е с извита под ъгъл глава на четката за по-добър достъп, особено между задните зъби и откъм небцето и езика. Дългата плоска дръжка предоставя стабилно и ергономично захващане. TePe Angle е добър избор за всички, които предпочитат по-дълга дръжка или за лица с намалени двигателни способности.


За достигане до тесните и по-широки междузъбни пространства TePe Angle се предлага в шест цветово обозначени размера, които са същите като при нормалната гама на интердентални четки TePe. Всички четки притежават пластина с пластмасово покритие за нежно почистване.



- Малка, извита под ъгъл глава на четката за максимален достъп
- Дълга плоска дръжка за стабилно захващане
- Пластина с пластмасово покритие за безопасно ползване
- Шест цветово обозначени размера




Почистване на задните зъби от страната на бузите.




Почистване на задните зъби от страната на езика.



Почистване на предните зъби от страната на езика.



Почистване на предните зъби от страната на бузите.



Почистване на импланти от страната на небцето.



Сканирайте QR кода за
повече информация



Акcesoари



1 Кутия за практиката

Идеална за съхраняване на интерденталните четки TePe, лесна за ползване в стоматологичния кабинет. Ползена когато се търси правилният размер или се дават указания на пациента. Може да се напълни с четки от пълния комплект. Включва полезна информационна схема с размерите на четките.

Кутията за практиката за нормалните и изключително меките четки включва осем подвижни калъфа, кутията за TePe Angle – четири. Всеки от тези калъфи побира 15 четки.

2 Пълен комплект

Интерденталните четки на TePe се предлагат в комплекти от един размер с 25 четки и индивидуални пластмасови капачки (сивите и черните са без капачки).

3 Кутия за пътуване

Практична кутия за пътуване, в която могат да се поставят шест интердентални четки TePe, както нормални, така и изключително меки. Дупки за вентилация позволяват на влакната да изсъхнат.

4 Микро поставка

Хигиенично съхраняване на интерденталните четки у дома. Микро поставката събира четири интердентални четки или TePe Mini Flosser.

5 Модел на зъби

Този уникален модел на зъби има няколко образователни характеристики. Междузъбните пространства са цветово обозначени, за да съответстват на размерите на интерденталните четки на TePe. Също така е полезен за обясняване на техники за почистване с още няколко хигиенни инструмента.

Моделът показва:

- Струпване на зъби
- Извит към средата кътник
- Липсващ зъб
- Фуркация 3-та степен
- Извит към езика
- Частично пробил трети кътник предкътник




TePe Gingival Gel

Този антибактериален гел съчетава предимствата на хлорхексидина и на флуорида за двойна защита на венци и зъби. Хлорхексидинът възпрепятства натрупването на плака и възпалението на венците, а флуоридът предотвратява образуването на кариеси и защитава повърхността на корена.

TePe Gingival Gel е разработен в сътрудничество с дентални експерти и оценяван, за да предостави максимален ефект с минимален риск. Не съдържа абразиви или спирт. Ментовият вкус и меката формула правят употребата му с интердентална четка лесна и приятна.

Употреба:


- Възпаление на венците
- Пародонтит
- Периимплантен мукозит
- Периимплантит



Нанесете гела върху интерденталната четка...



... или използвайте капачката като съд в който да поставите гела.



Гелът остава между зъбите след изваждане на четката.

Установено е, че локалната употреба на хлорхексидин с интердентална четка влияе положително върху възпалените венци.

Lee YC, et al.

The effect of local application of chlorhexidine on plaque and gingivitis.
New Zealand Dental Journal 1996;92:13-15.

Благодарение на ефикасността си хлорхексидинът се смята за най-високата летва в областта на агентите срещу плака и възпаление на венците.

Jones CG

Chlorhexidine: is it still the gold standard?
Periodontol 2000. 1997 Oct;15:55-62.

- 0,2% хлорхексидин
- 0,32% натриев флуорид (1500 ppm)
- Не съдържа абразиви и спирт
- Свеж ментов вкус



- 0,32% натриев флуорид (1500 ppm)
- Не съдържа абразиви и спирт
- Свеш ментов вкус



Сканирайте QR кода за
повече информация




TePe Interdental Gel с флуорид

Флуоридният гел на TePe е разработен специално за ефикасна защита против кариес на апроксималните повърхности. Флуоридът подсилва емайла, оздравява повърхностите от ранни признаци на кариес и забавя процеса на деминерализация. Interdental Gel на TePe е препоръчителен за всички, но е особено полезен за пациенти, изложени на висок риск от кариес.

Идеален при случаи на повишен риск от кариес:

- Лесно образуване на кариеси
- Коронки или мостове
- Пломби в апроксималните повърхности
- Изложени повърхности на корени, например фуркации
- Суха уста



TePe Interdental Gel с флуорид е разработен в сътрудничество с катедрата по кариесология, академия Sahlgrenska, Университет в Гьотенборг, Швеция.

Särner B, et al.

Концентрация на флуорид в апроксималната зона като се използват различни продукти с флуорид по отделно или в комбинация. Caries Res 2008;42:73–78.

Särner B, et al.

Освобождаване на флуорид от клечки за зъби и зъбни конци, импрегнирани с NaF и AmF in vitro и in vivo. Acta Odontol Scand 2003;61:289–296.





Сканирайте QR кода за
повече информация



TePe Mini Flosser™

Предварително зареден държач за зъбен конец за лесно и удобно ползване, дори и в най-тесните междузъбни пространства. Хитро проектираната плоскост за захващане спомага за лесното поставяне на конца. Новата и подобрена дръжка е удобна за държане. Може да използва отново след изплакване.

- Плоскост за захващане за безопасно и лесно използване
- Малка и издължена дръжка
- Лесен достъп до тесните междузъбни пространства



За поставяне натиснете леко плоскостта за захващане със срещуположните зъби.



Силният фин конец прави почистването лесно и ефикасно.

Конец за зъби TePe

Конец за зъби от най-високо качество, предназначен за ефикасно интердентално почистване. Той е восьчен, плосък и широк за ефикасно отстраняване на плаката. Восьчният конец се плъзга по-лесно, което го прави идеален за почистване на междузъбните пространства.

- Восьчен и плосък конец за зъби
- Ефикасно отстраняване на плаката
- Плъзга се лесно между местата на контакт



Клечки за зъби TePe

Дървените клечки за зъби на TePe са с триъгълна форма, за да съответстват на естествената форма на междузъбните пространства. Предлагат се в три размера, със или без флуорид.

Нашите пластмасови клечки за подходящи за много тесни междузъбни пространства. Те са фини и гъвкави за по-добър достъп, включително между задните зъби. Повърхността е с лека текстура за ефикасно почистване.



Предлагат се в три размера:

Изключително тънък: бреза. Тънък: бреза. Среден: липа.

Специални продукти

ТеРе предлага богата гама инструменти за почистване, разработени за лица със специални потребности по отношение на устната хигиена. Тясното сътрудничество с дентални експерти е гаранция за отличната им функционалност и високо качество. Всички продукти са клинично изпитани и оценени.

